



tecnolab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



INCUBATORE 250 LITRI MOD. M250-TB

Incubatore da laboratorio ad alta tecnologia adatti a tutte le applicazioni di incubazione dove necessita una particolare precisione.

- Struttura esterna incubatore in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma silconica per garantire un'ottima tenuta.
- Porta interna in cristallo temprato per ispezione.
- Isolamento termico con fibra minerale naturale.
- Controllo della temperatura incubatore tramite termoregolatore digitale P.I.D. per garantire buona stabilità.
- Range di temperatura incubatore da +5°C sopra ambiente a +80°C
- Stabilità interna $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a +37°C
- Precisione display $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Ventilazione forzata ON/OFF (accessorio)
- Per un' ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza regolabile con allarme visivo e ripristino manuale.
- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio grigliato regolabili in altezza.
- Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso, diametro 32mm, situato nella parte posteriore dell'incubatore.
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre-camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5).
- Classe 2, DIN 12880.





tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



INCUBATORE 250 LITRI MOD. M250-TB

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODELLO INCUBATORE:	M250-TB
VENTILAZIONE:	Naturale
VOLUME NOMINALE INCUBATORE:	250 Litri
RANGE DI TEMPERATURA:	da +5°C sopra ambiente a +80°C
STABILITA' INTERNA:	±0,5°C a +37°C
DIMENSIONI INTERNE INCUBATORE:	593x522x797 mm (LxPxA)
DIMENSIONI ESTERNE INCUBATORE:	956x730x1025mm (LxPxA)
DIMENSIONI RIPIANO:	570x505 mm
RAGGIO APERTURA PORTA:	785 mm
INTERASSE TRA I RIPIANI:	50 mm
RIPIANI IN DOTAZIONE	2
NUMERO MAX DI RIPIANI INSERIBILI	14
POTENZA	1250 W
ALIMENTAZIONE	230 V
PESO	90 Kg
CODICE CIVAB	INCMPZ25

ACCESSORI OPZIONALI INCUBATORE:

- 04.4001:** Temporizzatore programmabile analogico a count down 24 ore
- 04.4005:** Sostegno fisso
- 04.4007:** Sostegno con ruote
- 04.4015:** Ripiano supplementare grigliato
- 04.4009:** Ventilazione forzata
- 04.4020:** Stampante a un canale
- 04.4021:** Programmatore a 8 step 2 prog. con microprocessore
- 04.4024:** Luce interna con interruttore
- 04.4028:** Interfaccia seriale RS 484
- 04.4029:** Interfaccia seriale RS 232 (convertitore)