



**tecno-lab** s.r.l.  
APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO  
E ASSISTENZA TECNICA

Via L. Abbiati, 22/A-B – 25131 BRESCIA – Tel. 0303582505 R.A. – Fax 0303582517  
Uff. Reg. Imp. di Brescia – Codice fisc. e Part. IVA 02919890174 – N. REA 304021  
Cap. Soc. 100.000,00 i.v. – [www.tecnolab.bs.it](http://www.tecnolab.bs.it) - e-mail: [info@tecnolab.bs.it](mailto:info@tecnolab.bs.it)



Azienda con sistema di qualità certificato ISO  
9001: 2000 N°0011931 da Moody  
International Certification

## ***INCUBATORE 60 LITRI MOD. M60-TB***

Incubatore da laboratorio ad alta tecnologia adatti a tutte le applicazioni di incubazione dove necessita una particolare precisione.

- Struttura esterna incubatore in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma silconica per garantire un'ottima tenuta.
- Porta interna in cristallo temprato per ispezione.
- Isolamento termico con fibra minerale naturale.
- Controllo della temperatura incubatore tramite termoregolatore digitale P.I.D. per garantire buona stabilità.
- Range di temperatura incubatore da +5°C sopra ambiente a +80°C
- Stabilità interna  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  a +37°C
- Precisione display  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ .
- Ventilazione forzata ON/OFF (accessorio)
- Per un' ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza regolabile con allarme visivo e ripristino manuale.
- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio grigliato regolabili in altezza.
- Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso, diametro 32mm, situato nella parte posteriore dell'incubatore.
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre-camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5).
- Classe 2, DIN 12880.





**tecno-lab** s.r.l.  
APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO  
E ASSISTENZA TECNICA

Via L. Abbiati, 22/A-B – 25131 BRESCIA – Tel. 0303582505 R.A. – Fax 0303582517  
Uff. Reg. Imp. di Brescia – Codice fisc. e Part. IVA 02919890174 – N. REA 304021  
Cap. Soc. 100.000,00 i.v. – [www.tecnolab.bs.it](http://www.tecnolab.bs.it) - e-mail: [info@tecnolab.bs.it](mailto:info@tecnolab.bs.it)



Azienda con sistema di qualità certificato ISO  
9001: 2000 N°0011931 da Moody  
International Certification

## **INCUBATORE 60 LITRI MOD. M60-TB**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

<b>MODELLO INCUBATORE:</b>	M60-TB
<b>VENTILAZIONE:</b>	Naturale
<b>VOLUME NOMINALE INCUBATORE:</b>	60 Litri
<b>RANGE DI TEMPERATURA:</b>	da +5°C sopra ambiente a +80°C
<b>STABILITA' INTERNA:</b>	±0,5°C a +37°C
<b>DIMENSIONI INTERNE INCUBATORE:</b>	408x372x422 mm (LxPxA)
<b>DIMENSIONI ESTERNE INCUBATORE:</b>	746x570x605mm (LxPxA)
<b>DIMENSIONI RIPIANO:</b>	385x360 mm
<b>RAGGIO APERTURA PORTA:</b>	585 mm
<b>INTERASSE TRA I RIPIANI:</b>	50 mm
<b>RIPIANI IN DOTAZIONE</b>	2
<b>NUMERO MAX DI RIPIANI INSERIBILI</b>	7
<b>POTENZA</b>	500 W
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230 V
<b>PESO</b>	40 Kg
<b>CODICE CIVAB</b>	INCMPZM6

### **ACCESSORI OPZIONALI INCUBATORE:**

**04.4001:** Temporizzatore programmabile analogico a count down 24 ore

**04.4004:** Sostegno fisso

**04.4006:** Sostegno con ruote

**04.4011:** Ripiano supplementare grigliato per incubatore Lt. 60

**04.4020:** Stampante a un canale

**04.4021:** Programmatore a 8 step 2 prog. con microprocessore

**04.4024:** Luce interna con interruttore

**04.4028:** Interfaccia seriale RS 484

**04.4029:** Interfaccia seriale RS 232 (convertitore)