



tecnolab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



POLARIMETRO POLAX 2-L

**Polarimetro ottico con lettura Digitale da Laboratorio ORIG. ATAGO modello POLAX 2-L
Cod. AT-5223**

Polarimetro a collimazione ottica e lettura digitale originale Atago modello POLAX 2-L per misure di angolo di polarizzazione e scala zucchero internazionale con compensazione automatica della temperatura. Fonte luminosa LED tipo "long life" a 598 nm (standard internazionale per misura polarità e scala internazionale zuccheri, scala °Z), con selezione della lunghezza d'onda tramite filtro interferenziale. Collimazione ottica tramite oculare ad elevata luminosità e lettura su display digitale dell'angolo di polarizzazione o della scala °Z. Movimento di collimazione mediante motore passo passo comandato da pulsanti di comando elettronici.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Range di misura angolo di polarizzazione:	da -179,95° a +180,00°
Range di misura °Z:	da -130,00 °Z a 130,00° Z
Risoluzione:	0,05° POL - 0,01 °Z
Accuratezza:	0,01° POL - 0,03 °Z
Dimensioni:	430 x 220 x 300 mm l x p x h
Peso:	11,5 kg
Alimentazione:	100-240 V 50/60 Hz
Condizioni ambiente:	t da 5° a 40°C rH 0-90%